



TricoCheck® Controls

Controlli in matrice autentica per la verifica di qualità nei processi di ricerca di droghe d'abuso, sostanze psicotrope, farmaci e dell'Etil Glucuronide nel capello

DROGHE D'ABUSO, FARMACI, SOSTANZE PSICOTROPE ED ETIL GLUCURONIDE NEL CAPELLO

La famiglia di Controlli TricoCheck Comedical è studiata allo scopo di permettere la verifica dell'intero processo analitico di dosaggio delle droghe d'abuso, dei farmaci, delle sostanze psicotrope e dei marcatori d'abuso alcolico (EtG) nel capello. Sono disponibili controlli di qualità con valori assegnati per analita, da utilizzare nelle indagini di conferma in LC/MS/MS e/o GC/MS e controlli con valori assegnati per classe, da impiegare nelle analisi semiquantitative con tecniche di screening. I Controlli TricoCheck sono realizzati utilizzando capelli autentici, lavati e sminuzzati, INCORPORATI delle sostanze specificate e pertanto trattabili come i campioni di capelli della routine.

Tutti i Controlli TricoCheck possono essere ulteriormente decontaminati con le tecniche ed i prodotti descritti in letteratura ed estratti secondo quanto definito dalle linee guida internazionali per processi di dosaggio aventi finalità clinica e medico legale. I valori assegnati per codice e lotto ai Controlli TricoCheck, sono disponibili all'interno della confezione, a garanzia della possibilità di recupero e controllo dei dati in qualsiasi condizione e semplificando la conduzione di Verifiche di Qualità multicentriche.

Il Laboratorio R&D di Comedical dispone del know-how ed è attrezzato per la progettazione e la fabbricazione di controlli su matrice cheratinica con specifiche a richiesta del Cliente, da impiegare nei controlli di laboratorio interni o nei circuiti di VEQ.

PRINCIPALI VANTAGGI

- Realizzati in matrice autentica, provenienti da Donatori selezionati
- INCORPORATI secondo processi produttivi unici e pertanto lavabili ed estraibili come i campioni della routine
- Sminuzzati in segmenti di circa 2 mm, pronti all'uso
- Permettono la verifica dell'intero processo di analisi: decontaminazione, pesata, estrazione e dosaggio

Controlli TricoCheck

REF SSCTR001270 CTRL NEG multiCONTROL

Confezione da 1 fiala da 270 mg

Controllo negativo per: 6-o-Monoacetilmorfina; Morfina, Codeina, Cocaina, Benzoilecgonina, Cocaetilene, Ecgonina metil estere; Amfetamina, Metamfetamina, MDMA (Ecstasy) - 3,4-metilendiossi-N-metamfetamina, MDA - 3,4-metilendiossiamfetamina, MDEA - 3,4-metilendiossi-N-etilamfetamina, THC - Δ9-Tetraidrocannabinolo, THC-COOH - 11-nor-Δ9-Tetraidrocannabinolo-9-acido carbossilico, CBN - Cannabinolo, CBD - Cannabidiolo, Metadone, Buprenorfina, Nor-buprenorfina, Clobazam, Ketamina, Nor-ketamina ed EtG - Etil Glucuronide.

REF SSCTR002270 CTRL H 20 multiCONTROL

Confezione da 1 fiala da 270 mg

Controllo positivo per: 6-o-Monoacetilmorfina; Morfina, Codeina, Cocaina, Benzoilecgonina, Cocaetilene, Ecgonina metil estere; Amfetamina, Metamfetamina, MDMA (Ecstasy) - 3,4-metilendiossi-N-metamfetamina, MDA - 3,4-metilendiossiamfetamina, MDEA - 3,4-metilendiossi-N-etilamfetamina, THC - Δ9-Tetraidrocannabinolo, THC-COOH - 11-nor-Δ9-Tetraidrocannabinolo-9-acido carbossilico, CBN - Cannabinolo, CBD - Cannabidiolo, Metadone, Buprenorfina, Nor-buprenorfina, Clobazam, Ketamina e Nor-ketamina.

REF SSCTR003270 CTRL EtG CONTROL

Confezione da 1 fiala da 270 mg

Controllo positivo per: EtG - Etil Glucuronide.

REF SSCTR004250 CTRL THC-COOH CONTROL NOVITÀ!

Confezione da 1 fiala da 250 mg

Controllo positivo per: THC-COOH - 11-nor-Δ9-Tetraidrocannabinolo-9-acido carbossilico.

NOTA IMPORTANTE

I controlli TricoCheck possono essere ulteriormente lavati senza che la concentrazione delle sostanze incorporate subisca alterazioni, a meno di lavaggi di tipo aggressivo che comporterebbero l'estrazione delle sostanze incorporate proprio come nel campione della routine.

Controlli TricoCheck Screening

REF SSCTR001270 CTRL-T NEG CONTROL

Confezione da 1 fiala da 270 mg

Controllo negativo per le classi degli Oppiacei, Cocaina, Metadone, Amfetamine, Ecstasy, Cannabinoidi, Buprenorfina, Benzodiazepine, Ketamina, Tramadolo, Zolpidem, Ossicodone e Nicotina.

REF SSCTR002270 CTRL-T POS CONTROL

Confezione da 1 fiala da 270 mg

Controllo positivo per le classi degli Oppiacei, Cocaina e Metadone.

REF SSCTR003270 CTRL-T AMF CONTROL

Confezione da 1 fiala da 270 mg

Controllo positivo per le classi delle Amfetamine e/o dell'Ecstasy.

REF SSCTR004270 CTRL-T THC CONTROL

Confezione da 1 fiala da 270 mg

Controllo positivo per la classe dei Cannabinoidi.

REF SSCTR005270 CTRL-T BUP CONTROL

Confezione da 1 fiala da 270 mg

Controllo positivo per la classe della Buprenorfina.

REF SSCTR006270 CTRL-T BZD CONTROL

Confezione da 1 fiala da 270 mg

Controllo positivo per la classe delle Benzodiazepine.

REF SSCTR007270 CTRL-T KTZ CONTROL

Confezione da 1 fiala da 270 mg

Controllo positivo per la classe della Ketamina, Tramadolo, Zolpidem e Ossicodone.

REF SSCTR008270 CTRL-T NIC CONTROL

Confezione da 1 fiala da 270 mg

Controllo positivo per la classe della Nicotina.